

ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

POLSKI


WITAMY W ELOFLEX

Dziękujemy za wybranie wózka inwalidzkiego Eloflex. Cieszymy się, że zdecydowałeś się na Eloflex, ponieważ naszą misją jest upraszczanie codziennego życia i zwiększanie wolności osób z wyzwaniami związanymi z mobilnością. Mamy nadzieję, że Eloflex pozwoli Ci cieszyć się obiema korzyściami.

Korzystanie z nowego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym powinno być satysfakcjonującym doświadczeniem. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego dokumentu przed pierwszym użyciem wózka Eloflex. Zaleca się również przećwiczenie obsługi wózka Eloflex w cichej, otwartej i równej przestrzeni przed wyruszeniem w inne środowisko.

Jesteśmy tutaj, aby wspierać użytkownika podczas rozpoczynania korzystania z urządzenia Eloflex. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Życzymy powodzenia i radości z użytkowania urządzenia Eloflex. Jedź ostrożnie!



SPIS TREŚCI

Przeznaczenie	3	Regulacja oparcia / Podparcie lędźwiowe	12
Rozkładanie / Składanie	4	Mechanizm blokujący	13
Rozmontować / Montaż	5	Urządzenie zapobiegające wywróceniu / Jazda ręczna	13
Ładowanie	6	Pas bezpieczeństwa / Transport i przechowywanie	14
Montaż joysticka / Złożyć joystick w dół	7	Jazda	15
Korzystanie z joysticka	8	Instrukcje bezpieczeństwa podczas jazdy	16
Funkcje dodatkowe	9	Bezpieczeństwo	16
Podnóżek	10	Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	17
Podłokietniki / Oparcie	11	Dane techniczne	18

PRZEZNACZENIE

Klasyfikacja i przeznaczenie

Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym Eloflex zostały opracowane dla osób, które mają trudności z chodzeniem lub w ogóle nie mogą chodzić, ale mają zdolność widzenia, fizyczną i umysłową do kontrolowania wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Elektryczny wózek inwalidzki Eloflex jest wystarczająco kompaktowy i elastyczny do użytku w pomieszczeniach, ale nadaje się również do użytku na zewnątrz. Rozdział ""Dane techniczne"" na końcu niniejszego dokumentu zawiera informacje na temat prędkości, promienia skrętu, zasięgu, maksymalnego udźwigu, maksymalnej wagi użytkownika itp.

Eloflex został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą EN12184:2014 - klasa B (do użytku wewnątrz i na zewnątrz). Eloflex jest również zatwierdzony zgodnie z ISO-7176, IEC60601, a akumulatory są zatwierdzone zgodnie z UN38.3.

Elektryczne wózki inwalidzkie Eloflex spełniają obowiązujące wymagania MDR 2017/745.

Ocena zgodności MDR klasy 1 / oznakowanie CE zostały wydane zgodnie z załącznikiem VIII rozdział III MDR 2017/745. Procedura oceny zgodności: Załącznik II i Załącznik III do MDR 2017/745. Oznakowanie CE zostanie unieważnione w przypadku użycia zamiennych komponentów lub akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone dla tego produktu.

Potrzeby

Celem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Eloflex jest kompensacja urazu lub niepełnosprawności i jest on zalecany w następujących okolicznościach:

- Jeśli użytkownik nie jest w stanie chodzić lub ma bardzo ograniczoną zdolność chodzenia, co utrudnia poruszanie się w obrębie własnego domu.
- Jeśli istnieje potrzeba opuszczenia domu w celu wyjścia na zewnątrz lub odwiedzenia miejsc regularnie uczęszczanych w codziennych sprawach.
- Gdy użytkownik ma trudności z dotarciem lub wykonywaniem pracy lub czynności z powodu niepełnosprawności ruchowej.
- Zaleca się korzystanie z wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym Eloflex zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, jeśli nie jest możliwe korzystanie z wózków inwalidzkich obsługiwanych ręcznie ze względu na problemy z poruszaniem się, ale nadal możliwa jest prawidłowa obsługa wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Akcesoria

Ładowarka, odblaski i torba z prostymi narzędziami znajdują się w torbie do przechowywania pod siedziskiem w

momencie dostawy.

• Użyteczność

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Eloflex należy używać tylko wtedy, gdy jest on w pełni sprawny; w przeciwnym razie można narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Poniższa lista nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, ale opisuje pewne warunki, które mogą wpływać na użyteczność wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym:

- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli baterie są uszkodzone lub zdeformowane.
- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli silnik szarpie lub wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli hamulec działa nieprawidłowo.
- Jeśli opony są zużyte, należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń pasa bezpieczeństwa, podłokietnika, siedziska, oparcia, joysticka lub innych części wózka należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.
- - W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń układu elektrycznego (kable, akumulatory, ładowarek itp.) należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.

Gwarancja producenta

Gwarancja Eloflex obejmuje wymianę uszkodzonych części, pod warunkiem, że uszkodzenie nie zostało spowodowane przez użytkownika. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z okoliczności zewnętrznych, takich jak kradzież, nadużycie, niewłaściwe użycie, uderzenie pioruna lub modyfikacja.

Okres eksploatacji

Szacowany okres użytkowania urządzenia Eloflex wynosi 5 lat. Jednak na żywotność produktu duży wpływ ma sposób jego użytkowania i konserwacji. Urządzenie Eloflex może działać znacznie dłużej, jeśli jest odpowiednio pielęgnowane i używane zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Przepisy bezpieczeństwa i zagrożenia

PRZED UŻYCIEM WÓZKA INWALIDZKIEGO ELOFLEX UŻYTKOWNIK MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA I JAZDY ZAWARTYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

ROZKŁADANIE I SKŁADANIE

1. Umieść złożone krzesło na podłodze, jak pokazano poniżej. Zwolnij blokadę transportową znajdującą się z tyłu.

Trzymaj oparcie i pociągnij je w górę, aby otworzyć krzesło. Drugą ręką naciśnij siedzisko w dół, aż usłyszysz


wyraźny "klik", co oznacza, że blokada jest zaciśnięta.

1



2. **Ważne!** Upewnij się, że zatrzask blokady jest całkowicie zamknięty, aby zabezpieczyć fotel w pozycji rozłożonej.

2




Sprawdź blokadę przed użyciem.

1. Naciśnij czerwony przycisk, aby zwolnić główny zatrzask blokujący, jak pokazano na rysunku.

2. Połóż jedną rękę na przedniej części poduszki siedziska. Drugą ręką chwyć górną część oparcia i złóż je do przodu. Zepchnij krzesło razem, jak pokazano na rysunku. **Punkty szczypania!** Zachowaj ostrożność podczas składania.

3. Praktyczną blokadę transportową można włączyć, aby pomóc utrzymać wózek inwalidzki w pozycji złożonej. Obróć blokadę transportową, aż zabezpieczy przeciwny drążek.


1



2




3




ROZMONTOWAĆ

1. Upewnij się, że krzesło jest całkowicie złożone, a podłokietniki są opuszczone. Złóż zabezpieczenia przeciwprzechyłowe do góry. Następnie ustaw krzesło w pozycji pionowej.
2. Naciśnij czerwony uchwyt, aby zwolnić mechanizm blokujący
3. Podnieś górną część prosto do góry, aż będzie można ją całkowicie oddzielić. Ponieważ części są ciężkie i mogą się przewrócić, zachowaj ostrożność podczas oddzielnego przenoszenia ich w pozycji pionowej.



MONTAŻ

1. Podnieś górną część i ustaw ją prawidłowo, korzystając z prowadnic na dolnej części. Mechanizm blokujący włącza się automatycznie, słychać kliknięcie, a złącze jest podłączone, gdy górna część jest całkowicie osadzona.
2. **Uwaga:** Po ponownym montażu sprawdź mechanizm blokujący, aby upewnić się, że jest prawidłowo zablokowany przed użyciem.
3. Rozłóż krzesło ponownie. Upewnij się, że hak blokujący jest zamknięty przed uruchomieniem elektrycznego wózka inwalidzkiego i jego użyciem.



ŁADOWANIE

Przed rozpoczęciem

- Urządzenie Eloflex należy naładować zaraz po dostarczeniu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej z urządzeniem Eloflex.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do podłączenia do joysticka, a nie bezpośrednio do akumulatorów.
- Baterię należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec jej trwałemu uszkodzeniu.

Jak ładować

Urządzenie Eloflex należy ładować po każdej jeździe lub gdy wskaźnik naładowania baterii na joysticku spadnie o trzy kreski.

Zacznij od wyłączenia urządzenia Eloflex (wszystkie kontrolki na joysticku powinny

być wyłączone).

Podłącz ładowarkę do gniazda z przodu joysticka. Upewnij się, że styki pasują do siebie.

Podłącz kabel zasilający ładowarki do gniazdka ściennego. Ładowanie jest sygnalizowane lampką na ładowarce. Czerwone światło oznacza, że trwa ładowanie.

Po około trzech godzinach baterie są naładowane w 90% i można korzystać z fotela.

Po około 5-8 godzinach kontrolka ładowarki zaświeci się na zielono, wskazując, że akumulatory są w pełni naładowane. Podczas ładowania ładowarka nagrzewa się, co jest zjawiskiem normalnym.

Po zakończeniu ładowania należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka

elektrycznego i wózka inwalidzkiego. Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru. Akumulatory można ładować w temperaturze do 0 stopni. Podczas ładowania w niższych temperaturach akumulatory mogą nie być w pełni naładowane.

Jeśli urządzenie Eloflex jest używane w temperaturach poniżej zera, ma to wpływ na zasięg. Na przykład w temperaturze -10 stopni zasięg może być zmniejszony nawet o 50%.

Długotrwałe przechowywanie

Baterie mogą zostać trwale uszkodzone, jeśli napięcie spadnie zbyt nisko.

Zalecamy odłączenie akumulatorów w celu zminimalizowania ich rozładowania i regularne ładowanie (co najmniej raz na 3 miesiące).

Nigdy nie pozostawiaj ładowarki podłączonej na stałe.




Brak regularnego ładowania akumulatorów spowoduje ich trwałe uszkodzenie.

MONTAŻ JOYSTICKA

1. Zamontuj joystick, montując blokadę szybkiego mocowania na podłokietniku tak, aby zatrzask (A) był skierowany na zewnątrz. Wyreguluj nakrętkę (B), aby zatrzask można było całkowicie zamknąć i aby joystick

był pewnie zamocowany. Joystick można zamontować po prawej lub lewej stronie, używając osobno dostępnego adaptera.

2. Połącz ze sobą złącza kabli i ostrożnie przekręć je, aż bolce wpasują się w otwory, a rowki w obu złączach dopasują się do siebie. Następnie bezpiecznie przykręć tuleje do każdego punktu połączenia.



Należy uważać, aby nie uszkodzić ani nie wygiąć pinów w złączu.

ZŁOŻYĆ JOYSTICK W DÓŁ

Inteligentny uchwyt joysticka pozwala użytkownikowi szybko opuścić joystick bez jego zdejmowania. Oznacza to, że zbliżasz się bliżej krawędzi stołu, co zapewnia lepszą pozycję siedzącą.

1. Podnieś dźwignię blokady, aby zwolnić joystick.

2. Delikatnie pociągnij joystick do przodu. Następnie pozwól joystickowi swobodnie zwisać w dół.



KORZYSTANIE Z JOYSTICKA

1. Wyświetlacz LCD

2. Przyciski wielofunkcyjne

3. Złącze USB

WSKAZÓWKA: Złącze USB znajdujące się pod joystickiem służy do ładowania telefonu komórkowego.

4. Wejście ładowarki

5. Światło

6. Prędkościomierz

Wyświetla bieżącą prędkość.

7. Ustawienie prędkości

Pokazuje przebyty dystans i aktualną prędkość.

8. Licznik podróży/ODO

Wyświetla dystans przejechany

od ostatniego włączenia zasilania (podróż) lub całkowity dystans dla pojazdu (ODO).


9. Poziom naładowania baterii:

Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie paski są białe. Zaleca się ponowne naładowanie po wykorzystaniu trzech pasków.



Joystick

Kontroluje prędkość i kierunek jazdy fotela.



Klakson

Naciśnij, aby włączyć alarm dźwiękowy.



Zmniejsz prędkość

Naciśnij, aby fotel jechał wolniej.



Włączanie i wyłączenie zasilania

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Eloflex.



Zwiększ prędkość

Naciśnij, aby krzeselko jechało szybciej.



Włączanie/ wyłączenie światła




Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć światło.

FUNKCJE DODATKOWE

Dostosowywanie ustawień

Można modyfikować ustawienia fotela, w tym język, głośność klaksonu i jednostki miary.

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień, naciśnij prawy przycisk wielofunkcyjny. Spowoduje to wyświetlenie listy opcji.
2. Użyj przycisków szybkiego przewijania, aby przewijać listę opcji w górę i w dół.
3. Wybierz funkcję, naciskając prawy przycisk wielofunkcyjny (Enter), lub cofnij się o jeden krok, naciskając lewy przycisk wielofunkcyjny (Return).



Blokada / zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie Eloflex można zablokować elektronicznie, naciskając jednocześnie strzałki w górę i w dół przez 3 sekundy. Mały symbol w górnej części wyświetlacza wskaże, że blokada jest aktywna. (Aby zablokować/odblokować, joystick musi być włączony).

Port ładowania USB

Port USB umożliwia ładowanie telefonów

komórkowych, iPadów i innych urządzeń przenośnych. Dostarcza zasilanie 5 V z prądem ładowania określonym przez podłączone urządzenie, maksymalnie do 2,1 A.

Ostrzeżenia

Wyświetlacz może wyświetlać kody usterek wskazujące błędy. Kody błędów 1 i 2 wskazują, że hamulce magnetyczne są aktywne.

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji

Wózkiem inwalidzkim Eloflex można sterować za pomocą aplikacji. Aby ją pobrać, należy użyć poniższych kodów QR. W razie potrzeby skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania szczegółowych instrukcji. UWAGA: Aplikacja nie powinna być używana jako pomocnicze urządzenie sterujące (np. gdy osoba siedzi na wózku).



PODNOŻEK

Złóż podnożek


Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie, podnożek można złożyć i wsunąć, jak pokazano poniżej.



Wyreguluj podnożek

Możesz ustawić wysokość podnożka w dwóch stałych pozycjach.

1. Dokręć śruby mocujące **(A)** trzymając nakrętkę.
2. Usuń czarną plastikową osłonę z nakrętek.
3. Zamontuj podnożek ponownie w alternatywnym otworze montażowym. Jeśli podnożek nie utrzymuje się w podniesionej pozycji, możesz wyregulować napięcie, dokręcając śruby mocujące **(B)**.



Uwaga: Zamontuj podparcie tydek, jeśli nie jest jeszcze zainstalowane, mocując dołączony wspornik do środkowego słupka jedną śrubą. Następnie przymocuj podparcie tydek do wspornika dwiema śrubami.



PODŁOKIETNIKI

Wyreguluj podłokietniki.

Ustaw wysokość w jednej z trzech pozycji, najpierw luzując śrubę mocującą **(A)**, a następnie pociągając wewnętrzną blokadę **(B)**. Po regulacji ponownie dokręć śrubę, aby zapobiec stukaniu.

Podłokietnik ma dwie pozycje złożone, jedną prawie całkowicie w dół do składania i transportu, oraz jedną całkowicie wyrównaną z siedziskiem dla łatwiejszego wsiadania i wysiadania. Wyreguluj szerokość śrubą **(C)**.

Wyreguluj podłokietnik poziomo (do przodu lub do tyłu), naciskając mały przycisk pod podłokietnikiem **(D)** i przesuwając poduszkę. Zwolnij przycisk, aby zablokować go na miejscu.



OPARCIE

Odchylanie oparcia

Aby zmienić kąt oparcia bezstopniowo, naciśnij dźwignię z obu stron. Pochyl oparcie do wygodnej pozycji, a następnie zwolnij dźwignie, aby zablokować je w miejscu.


Wyreguluj wysokość.

Wysokość oparcia reguluje się przez poluzowanie śrub **(A)**. W wysokiej pozycji górna część oparcia może służyć jako uchwyt do transportu złożonego krzesła.



REGULACJA OPARCIA

Podnieś tylną tapicerkę, aby ją złożyć.
Zacisnąc paski z rzepami, aby uzyskać
wygodną pozycję siedzącą. Następnie
złóż tapicerkę z powrotem i delikatnie
dociśnij, aby przymocować ją do pasków
z rzepami.





URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE WYWRÓCENIU

Zabezpieczenie przed wywróceniem nie wymaga regulacji, ale w niektórych modelach można je złożyć na czas transportu. Nie wolno używać wózka inwalidzkiego bez włączonego zabezpieczenia przed wywróceniem, ponieważ stwarza to ryzyko poważnych obrażeń. Należy je sprawdzić przed każdym użyciem.



RYZYSKO OBRAŻEŃ!
Zawsze upewnij się, że zabezpieczenie przed wywróceniem jest aktywne.

JAZDA RĘCZNA

Wyłącz wózek inwalidzki za pomocą joysticka. Następnie naciśnij czerwone dźwignie na silnikach (patrz ilustracja), aby odłączyć hamulce magnetyczne. W tej pozycji wózek można prowadzić ręcznie. **Uwaga!** Jeśli użytkownik korzysta z wózka bez pomocy, blokada magnetyczna wózka musi być zawsze włączona.



Nie należy naciskać czerwonych dźwigni stopą; należy używać wyłącznie rąk.

PAS BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy, zalecamy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa podczas obsługi fotela.



TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE


- Aby podnieść krzesło, zaleca się najpierw złożenie go na płasko, a następnie podniesienie do pozycji pionowej przed ostatecznym podniesieniem.
- Złożony fotel można umieścić w bagażniku samochodu lub w szafie.
- Na czas transportu należy złożyć lub wyjąć joystick.
- Jeśli fotel nie będzie używany przez jakiś czas, należy upewnić się, że jest prawidłowo przechowywany, a akumulatory są okresowo ładowane

zgodnie z rozdziałem "Sposób ładowania". W przeciwnym razie fotel może stać się bezużyteczny.

- Fotel powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i wentylowanych. Temperatura przechowywania 0-30 stopni.
- Pokrowce na poduszki można zdejmować i prać w temperaturze 40°C.
- Podczas transportu autobusem lub transportu osób niepełnosprawnych,

Eloflex musi być przymocowany do punktów mocowania **(1-4)** pokazanych na poniższych zdjęciach. **Uwaga!** Eloflex nie jest testowany ani zatwierdzony jako fotelik samochodowy. Dlatego nie wolno siedzieć w Eloflex podczas transportu samochodem.

- W przypadku transportu lotniczego należy potwierdzić z przewoźnikiem lotniczym przed dokonaniem rezerwacji i odprawy. Eloflex jest zgodny z zaleceniami IATA.



JAZDA

Przeczytaj

Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Eloflex użytkownik musi zapoznać się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i jazdy.

Praktyka

Praktyka czyni mistrza. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wśród innych osób, w sklepach, restauracjach itp. należy poćwiczyć prowadzenie wózka Eloflex wraz z asystentem, zaczynając na otwartej przestrzeni, najlepiej na zewnątrz. Przesuwaj joystick powoli do przodu. Zatrzymaj się, zwalniając joystick.

Cofanie

Aby cofnąć, przesun joystick powoli do tyłu. Aby się zatrzymać, zwolnij joystick. Pamiętaj, aby zawsze spojrzeć do tyłu przed rozpoczęciem cofania, aby upewnić się, że żadna osoba ani przedmiot nie znajdują się na drodze.

Spinn

Zakręć, delikatnie poruszając joystickiem na boki. Uważaj, aby podczas obracania nic nie przeszkadzało po bokach.

Obrót

Skręcaj podczas jazdy, delikatnie przesuwając joystick w bok w kierunku, w którym chcesz skręcić. Podczas skręcania zawsze zmniejszaj prędkość.

Przeszkoda

Ćwicz omijanie przeszkód. Poruszaj joystickiem na boki podczas jazdy do

przodu, aby omijać przeszkody. Pamiętaj, aby zmniejszyć prędkość podczas zbliżania się do przeszkody.

Szybka jazda

Szybka jazda: Naciśnij joystick w pozycji do przodu, jeśli chcesz jechać szybko. Pamiętaj, aby wycofać joystick i zmniejszyć prędkość, gdy tylko poczujesz się niepewnie, niezależnie od tego, czy skręcasz lub zbliżasz się do przeszkody

Omijanie przeszkód

Podjedź powoli do przeszkody i upewnij się, że przednie koła są ustawione w kierunku jazdy. Następnie powoli przesun joystick do przodu, pochylając się do tyłu, aby przejechać przez przeszkodę. Eloflex został przetestowany i zatwierdzony do pokonywania przeszkód o maksymalnej wysokości 6 cm.

Pochyłe powierzchnie

Spróbuj jechać prosto w górę lub w dół po pochyłej powierzchni. Pochylaj się lekko do przodu podczas jazdy w górę i do tyłu podczas jazdy w dół, aby utrzymać środek ciężkości. Jeśli to możliwe, unikaj jazdy bokiem i kompensuj nachylenie boczne, pochylając się w przeciwnym kierunku. Na pochyłościach należy zawsze jechać powoli i należy pamiętać, że droga hamowania może być znacznie dłuższa niż na równym podłożu. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia tego wózka inwalidzkiego wynosi 9 stopni. Nawet jeśli wózek Eloflex jest w stanie to zrobić, należy unikać jazdy na pochyłościach

większych niż wymagany kąt testowy ze względu na ryzyko poważnych obrażeń w przypadku przewrócenia.

Windy

Pamiętaj, aby sprawdzić szerokość drzwi windy i szybkość ich zamykania przed wejściem do windy. Należy pamiętać, że może być konieczne wycofanie się z windy, jeśli nie jest ona wystarczająco duża, aby umożliwić zawrócenie.

Jazda po drodze

Jedź głównie po chodnikach, ścieżkach dla pieszych i ścieżkach rowerowych.

Przechodzenie przez jezdnię

Jeśli to możliwe, zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Zwracaj uwagę na przecinające się samochody. Jeśli to możliwe, korzystaj ze ściętej części chodnika. Unikaj krawężników wyższych niż 6 cm.

Opony

Jeśli wózek inwalidzki jest wyposażony w opony wypełnione powietrzem, należy regularnie sprawdzać ciśnienie na poziomie 2,5 bara. W przypadku przebicia opony należy powstrzymać się od dalszej jazdy i skontaktować się ze sprzedawcą lub odpowiednim warsztatem w celu dokonania naprawy.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS JAZDY

Przechylenie wózka inwalidzkiego grozi poważnymi obrażeniami.

- Należy jeździć wyłącznie po pochyłościach, które nie przekraczają maksymalnego określonego kąta.
- Podczas jazdy z wózkiem Eloflex należy zawsze używać zabezpieczeń przed wywróceniem.
- Jazda w dół powinna zawsze odbywać się z mniejszą prędkością.
- Należy unikać miejsc, w których występuje ryzyko oblodzenia lub śliskiej nawierzchni.
- Nigdy nie próbuj wjeżdżać ani zjeżdżać po schodach wózkiem inwalidzkim z napędem elektrycznym.
- Nigdy nie przejeżdżaj przez przeszkody wyższe niż zalecana maksymalna wysokość.
- Unikaj gwałtownych ruchów joystickiem i nagłych zmian kierunku jazdy podczas jazdy.

Ryzyko utknięcia w odległych miejscach.

- Użytkownik o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej nie powinien samodzielnie pokonywać większych odległości na zewnątrz.

Ryzyko obrażeń w przypadku ześlizgnięcia się stopy z podnóżka i wpadnięcia pod wózek podczas jazdy.

- Podczas jazdy należy zawsze umieszczać stopy na środku podnóżka.

Ryzyko obrażeń w przypadku zderzenia z innymi obiektami.

- Przejeżdżaj przez wąskie przejścia z najmniejszą prędkością i z największą uwagą.
- Zachowaj szczególną uwagę podczas zbliżania się do stołów lub jazdy w ich pobliżu ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia między białem a joystickiem i/lub podłokietnikiem.

Istnieje ryzyko przewrócenia się wózka inwalidzkiego, jeśli zabezpieczenia przed wywróceniem zostaną usunięte, uszkodzone lub zamontowane w pozycji odbiegającej od standardowej.

- Zabezpieczenia przed wywróceniem muszą być zawsze zamontowane, gdy używany jest wózek inwalidzki z napędem elektrycznym
- Urządzenia zapobiegające wywróceniu działają

tylko na twardej powierzchni. Na miękkich powierzchniach, takich jak trawnik lub śnieg, zabezpieczenie przed wywróceniem może stracić swoją skuteczność. Dlatego należy na miękkich powierzchniach.

Włókno węglowe

W przypadku naszych modeli z włókna węglowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Materiał ten ma doskonały stosunek wytrzymałości do masy, co pozwala na niską masę całkowitą. Jednak materiał ten jest również bardziej kruchy niż inne materiały, takie jak aluminium, i jest bardziej podatny na pęknięcia lub przebicia. Dlatego produkt z włókna węglowego należy ogólnie traktować ostrożniej niż inne produkty, a dotyczy to również Twojego wózka inwalidzkiego Eloflex.



BEZPIECZEŃSTWO

Przejeżdżanie przez tory kolejowe

Tory kolejowe należy zawsze przekraczać prosto od przodu, nigdy ukośnie z boku. Nigdy nie przechodź przez tory kolejowe sam, zawsze miej przy sobie kogoś, kto może Ci pomóc.

Ostre krawędzie

Zachowaj ostrożność podczas jazdy po stromych zboczach, ponieważ krzeselko może się złamać. Krzeselko Eloflex zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem nachylenia do 9 stopni. Zawsze miej przy sobie kogoś, kto może Ci pomóc.

Wysokie krawędzie

Zachowaj ostrożność podczas podjeżdżania lub wyjeżdżania na krawędź. Opona Eloflex została przetestowana i zatwierdzona dla krawędzi o maksymalnej wysokości 6 cm. Zawsze należy mieć przy sobie osobę, która może pomóc.

Transfer

Zalecamy, aby zawsze mieć przy sobie osobę, która może pomóc w przenoszeniu urządzenia Eloflex do i z niego. Przed rozpoczęciem przenoszenia należy zawsze wyłączyć zasilanie. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze podnieść podłokietniki i podnóżek, aby ułatwić wsiadanie i zsiadanie z fotela.

Nie naprawiaj samodzielnie

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. W przypadku samodzielnej naprawy gwarancja nie ma zastosowania. Należy zawsze zwracać się do firmy Eloflex lub do sklepu bądź centrum serwisowego, które sprzedało/przepisało wózek. Nigdy nie należy modyfikować wózka

inwalidzkiego na własną rękę.

Brak zabawek

Nigdy nie pozwalaj dzieciom, które normalnie nie korzystają z wózka inwalidzkiego, siadać na wózku Eloflex lub go używać.

Czyszczenie

Nigdy nie czyść wózka Eloflex pod bieżącą wodą. Należy go przecierać wyłącznie wilgotną szmatką. Jeśli wózek Eloflex składa się powoli, można nasmarować połączenia olejem lub silikonem w sprayu.

Uwaga na ciepło

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia Eloflex w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródła ciepła lub otwartego ognia. Baterie mogą ulec uszkodzeniu, a niektóre powierzchnie mogą nagrzać się do tego stopnia, że istnieje ryzyko obrażeń. Z urządzenia Eloflex można korzystać w temperaturach od -10 stopni do +45 stopni. Niskie temperatury wpływają na zasięg jazdy. Wózek inwalidzki jest odporny na zapłon zgodnie z normą EN 12184.

Przechowywanie

Gdy wózek Eloflex nie jest używany, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wózek należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i wentylowanych. Temperatura przechowywania 0–30°C.

Ładowarka

Ładowarka nigdy nie może być przykryta, gdy jest używana do ładowania urządzenia Eloflex. Ładowarka nagrzewa się i istnieje ryzyko wypadku

lub obrażeń.

Akumulatory

Nigdy nie przechowuj baterii w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej zera. Baterie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. W przypadku utylizacji baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi/lokalnymi wymogami. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku wszystkich produktów zasilanych bateryjnie, zasięg jazdy zmniejsza się wraz z upływem czasu, w tym w okresie gwarancyjnym i w okresie eksploatacji produktu.

Użytkowanie

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Eloflex został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach. Decyzja dotycząca jego przydatności dla użytkownika jest podejmowana wspólnie przez koordynatora lub sprzedawcę i użytkownika. Firma Eloflex nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do potrzeb użytkownika.

Modyfikacje

Wózek inwalidzki Eloflex powinien być używany przede wszystkim w standardowej konfiguracji. Wszelkie modyfikacje lub regulacje mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe lub firmę Eloflex. Należy pamiętać, że uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane modyfikacjami niezgodnymi z instrukcją obsługi lub nieodpowiednią konserwacją nie są objęte gwarancją.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do celów innych niż opisane w niniejszym dokumencie grozi obrażeniami ciała.

- Wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku (patrz powyżej, rozdział "Klasyfikacja typu i przeznaczenie").
- Nigdy nie używaj wózka inwalidzkiego (nie siadaj na nim), gdy jest on przewożony w innym samochodzie/autobusie.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała, jeśli wózek inwalidzki z napędem elektrycznym jest używany przy ograniczonej zdolności prowadzenia pojazdu.

- Nie należy korzystać z wózka inwalidzkiego, gdy umiejętności prowadzenia pojazdu są ograniczone, na przykład z powodu choroby, przyjmowania leków lub spożywania alkoholu.

Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli wózek inwalidzki z napędem elektrycznym zostanie mimowolnie przesunięty.

- Wózek inwalidzki należy wyłączyć przed wejściem i zejściem z niego lub w przypadku ryzyka kontaktu użytkownika, innej osoby lub przedmiotu z joystickiem.
- Gdy silniki są wyłączone, hamulce nie działają. Dlatego wózek inwalidzki może być pchany wyłącznie po płaskim podłożu, nigdy po pochyłościach. Nigdy nie zostawiaj wózka inwalidzkiego na stoku lub w jego pobliżu z wyłączonymi silnikami.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała, jeśli wózek inwalidzki z napędem zostanie wyłączony

podczas jazdy, na przykład za pomocą przycisku włączania/wyłączania lub przez zerwanie linki, ponieważ zatrzyma się on z silnym szarpnięciem.

- Podczas hamowania awaryjnego należy zwolnić joystick. Wówczas wózek zatrzyma się automatycznie.

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku upadku z wózka inwalidzkiego

- Nie przesuwaj się do przodu, nie zginaj kolan do przodu i nie przechylaj się przez krawędź wózka inwalidzkiego, na przykład w celu osiągnięcia przedmiotów.
- Zaleca się, aby zawsze używać pasów bezpieczeństwa i regulować je przed każdą podróżą.
- Podczas przesiadania się z fotela/pojazdu należy jechać jak najbliższej nowej pozycji, aby zminimalizować odstęp i ryzyko przechylenia wózka inwalidzkiego.

Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia grozi obrażeniami ciała.

- Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (patrz rozdział "Dane techniczne" na końcu niniejszego dokumentu).
- Wózek inwalidzki może być używany wyłącznie przez jedną osobę. Nigdy nie używaj wózka inwalidzkiego do transportu więcej niż jednej osoby jednocześnie.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia wózka inwalidzkiego, jeśli blokada zostanie zwolniona, gdy składany wózek inwalidzki nie jest prawidłowo zaciśnięty podczas

użytkowania.

- Jeśli blokada wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie zostanie prawidłowo zatrzaśnięta, wózek może się nagle przewrócić podczas użytkowania, co może spowodować wypadnięcie użytkownika z wózka.
- Przed użyciem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym należy zawsze upewnić się, że hak blokujący znajduje się w prawidłowym położeniu.
- Istnieje ryzyko obrażeń ciała i zmiążdżenia podczas składania wózka inwalidzkiego.
- Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym należy zawsze składać i podnosić w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Podczas składania i rozkładania należy uważać, aby nic nie zostało ściśnięte.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia wózka inwalidzkiego, jeśli jest on używany w wilgotnych miejscach.

- Wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie wolno używać podczas wiatru.
- Wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie wolno używać podczas kąpiele.
- Należy unikać długotrwałej jazdy w deszczu

EMC

- Istnieje ryzyko, że wózek inwalidzki może zakłócać działanie urządzeń lub być przez nie zakłócany polami elektromagnetycznymi. Może to mieć wpływ na sterowanie wózkiem inwalidzkim.
- To urządzenie jest wyposażone w nadajnik Bluetooth. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy.

DANE TECHNICZNE H2

MASA NETTO Bez akumulatora	19 23 kg	MAKS. NACHYLENIE Statyczny / dynamiczny	9° / 6°
MASA CAŁKOWITA łącznie z akumulatorem	46 kg	MAKS. PRZESZKODA	5 cm
PRĘDKOŚĆ	6,5 km/h	KOŁA 2,5 bar	9" przednie (wypełnione powietrzem) 13" tylne (wypełnione powietrzem)
ZASIĘG	30 km*	POMIARY SIEDZENIA W x S x G	58 x 48-60 x 47
CZAS PRACY Na jednym cyklu ładowania	5 h	MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	190 kg
SILNIK	2 x bezszczotkowy silnik o dużej mocy	JOYSTICK	Montaż z prawej lub lewej strony
SPECYFIKACJA SILNIKA	2 x 350 W	PODUSZKA	Odłączany, zdejmowany pokrowiec
AKUMULATOR +1 dodatkowe miejsce	2 x litowo-jonowy 10 Ah / 24 V (240 Wh)	OPARCIE	Regulowany kąt 8-30°
MASA AKUMULATORA	1,8 kg	ROZMIAR W x S x G	102-112 x 65 x 125 cm
CZAS ŁADOWANIA	3 h	ROZMIAR PO ZŁOŻENIU W x S x G	54 x 65 x 98 (93**) cm
PROMIEŃ SKRĘTU	94 cm	GWARANCJA	2 lata

* Odległość w optymalnych warunkach i będzie zależeć od temperatury, stylu jazdy, wysokości, stanu akumulatora itp. Aby zwiększyć zasięg i/lub maksymalną wagę użytkownika, zalecamy użycie trzech baterii.

** Usunięto podparcie tyłki.

© Copyright Eloflex

Niniejszy dokument zawiera informacje chronione prawem autorskim i nie może być kopiowany ani powielany w całości ani w części bez pisemnej zgody firmy Eloflex. Firma Eloflex nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne w niniejszym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie.

Kontakt z firmą Eloflex

W przypadku jakichkolwiek pytań, potrzeby uzyskania pomocy lub informacji na temat wycofania produktu lub uwag dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z centrum pomocy lub lokalnym dealerem. W razie potrzeby numer seryjny produktu można znaleźć na naklejce znajdującej się na spodzie obudowy.

