

EL&FLEX



**NOWA GENERACJA WÓZKÓW
INWALIDZKICH Z NAPĘDEM
ELEKTRYCZNYM**

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ELOFLEX?

Stawiając na Eloflex, możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem i na nowo odkryć swobodę czerpania radości ze spacerów, podróży i przejażdżek własnym samochodem. W końcu pojawił się praktyczny i użyteczny wózek inwalidzki z napędem

elektrycznym, zaprojektowany w Szwecji przez użytkowników wózków inwalidzkich po to, by uczynić Twoje życie łatwiejszym i wygodniejszym. Poczuj różnicę z Eloflex i odzyskaj wolność!

SKŁADANY

Eloflex to zupełnie nowa generacja elektrycznych wózków inwalidzkich z mnóstwem unikalnych funkcji. Nowoczesna konstrukcja pozwala na złożenie go jedną ręką do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie w domu lub w samochodzie. Zajmuje niewiele miejsca, a wyjątkowo niska masa pozwala łatwo zabrać go ze sobą. Korzystając z produktów Eloflex, odzyskujesz wolność – uczucie, które możesz zabrać ze sobą wszędzie.



WYJĄTKOWO LEKKI

Wózek inwalidzki Eloflex z napędem elektrycznym waży do 80% mniej niż tradycyjny elektryczny wózek inwalidzki. Fakt, że można go również bez wysiłku złożyć za pomocą jednego ruchu ręką, sprawia, że jest bezkonkurencyjnym połączeniem. Elegancki i kompaktowy, jest również łatwy do przechowywania w samochodzie podczas podróży. Wreszcie nie musisz już polegać na karetce lub firmach zajmujących się przewozem osób z niepełnosprawnościami. Eloflex pozwala odzyskać wolność.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

Eloflex zaprojektowano, skonstruowano i wyprodukowano przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Zastosowane akumulatory litowo-jonowe znacznie przewyższają stare akumulatory ołowiowe, zarówno pod względem wydajności, jak i niewielkiej masy. Bezszcotkowe i bezprzekładniowe silniki typu direct drive o dużej mocy są montowane bezpośrednio na każdym kole, sprawiając, że są one cichsze, jak i wydajniejsze od nieporęcznych silników używanych w tradycyjnych wózkach inwalidzkich z napędem elektrycznym.



W DRODZE

Składane elektryczne wózki inwalidzkie Eloflex są idealne na wycieczki, przejażdżki samochodem i taksówką do miejsca wypoczynku. Teraz możesz odwiedzać wnuki lub rodzinę i przyjaciół na własnych warunkach.

NOWA GENERACJA WÓZKÓW INWALIDZKICH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Eloflex to wózek inwalidzki z napędem elektrycznym dostępny w różnych modelach dla wszystkich osób. Niezależnie od Twojego wieku lub kondycji fizycznej, Eloflex zapewnia dodatkową swobodę w domu i w podróży, eliminując konieczność

korzystania z pomocy innych osób. Jego lekka konstrukcja sprawia, że łatwo go spakować i zabrać do samochodu. Koniec z poleganiem na karetkce lub firmie zajmującej się przewozem osób z niepełnosprawnościami.

NIEZALEŻNA WOLNOŚĆ

Łatwo zrozumieć, jak rozwiązanie Eloflex pozytywnie wpływa na codzienne życie tak wielu osób. Po pierwsze, jest to składane, lekkie rozwiązanie elektryczne, które idealnie nadaje się do samochodu i na wyjazdy. Co ważniejsze, oferuje nowy poziom mobilności, który wcześniej był niedostępny ze względu na nieskładany charakter tradycyjnych wózków inwalidzkich, ważących często od 80 do 150 kg.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiemu komfortowi jazdy nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w poruszaniu się. Możesz spacerować po parku lub udać się do miasta, aby poruszać się po ruchliwych sklepach, kawiarniach i restauracjach.



KOMPAKTOWY I WSZECHSTRONNY

Tradycyjne wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym są zazwyczaj duże, nieporęczne i ważą ponad 100 kg. Sprawia to, że trudno je zmieścić w samochodzie, nie mówiąc już wysiłku, jaki trzeba podjąć do ich załadunku. W domu zajmują zbyt dużo miejsca i są dość niezdarne w prowadzeniu. Ale wcale nie musi tak być. Eloflex reprezentuje całkowicie nowoczesne podejście do elektrycznych wózków inwalidzkich, wykonując je z aluminium lub włókna węglowego. Dzięki prostemu uchwytyowi ręcznemu można go bez wysiłku złożyć, minimalizując zajmowaną przestrzeń i wykorzystując jego wyjątkowo niską masę do łatwego transportu w samochodzie.

Ze względu na kompaktowe wymiary, napęd na tylne koła i taką samą konstrukcję siedziska jak w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego, Eloflex zapewnia porównywalną wydajność. Niewielki promień skrętu i wysoka precyzja pozwalają bez wysiłku manewrować w ciasnych przestrzeniach i przez wąskie drzwi.



Łatwy do załadowania,
łatwy do zabrania ze sobą

ULTRALEKKI



Wytrzymała konstrukcja
z 2-letnią gwarancją

WYSOKA JAKOŚĆ

100%

Podwójne akumulatory dla
większego bezpieczeństwa

DUŻY ZASIĘG

MODEL F

Eloflex F to najbardziej poszukiwany na rynku wózek inwalidzki z napędem elektrycznym. Dzięki unikalnym cechom, takim jak możliwość składania, kompaktowa konstrukcja i lekka aluminiowa rama, zrewolucjonizował on sektor technologii dla niepełnosprawnych. Model F Eloflex przywrócił niezależność tysiącom użytkowników, którzy mają trudności z chodzeniem.

Ten wszechstronny model jest odpowiedni dla osób w każdym wieku i stosowania do różnych celów. Jego nowoczesna technologia, obejmująca mocne silniki bezszczotkowe i podwójne akumulatory litowe w standardzie, zapewnia wyjątkowe osiągi i imponujący zasięg przekraczający 30 km.



MASA W KG

26

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

52

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

120

MOC W WATAH

2X 250

MODEL L

Eloflex L to kompaktowy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, przeznaczony dla osób, które nie lubią komplikować sobie życia. Składa się w kilka sekund, dzięki czemu można go łatwo zabrać ze sobą w podróż samochodem lub samolotem.

Model L Eloflex to doskonała opcja dla tych, którzy oczekują wygody i spokoju. Dzięki lanim kołom nie trzeba ich pompować i można pożegnać się z obawami o przebicie opon. Jego przemyślana i zwinna konstrukcja jest szczególnie korzystna w pomieszczeniach, umożliwiając łatwe pokonywanie wąskich drzwi i ciasnych przestrzeni.



MASA W KG

25,5

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

52

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

120

MOC W WATAH

2X 200

MODEL P

Eloflex P wyposażony jest we wbudowaną w siedzisko funkcję elektrycznego odchylenia, zaprojektowaną w celu ułatwienia wsiadania i zsiadania z wózka. Model ten przeznaczony jest dla osób, które mają trudności ze staniem i wstawaniem ze zwykłego wózka. Dzięki podnośnikowi elektrycznemu zmiana pozycji jest zarówno łatwiejsza, jak i bezpieczniejsza. Elektryczny podnośnik siedziska ułatwia zmianę pozycji i czyni tę zmianę bezpieczniejszą.

Ułatwia też dostęp do wyżej położonych miejsc, takich jak szafki i półki, zarówno w domu, jak i w sklepach. Model P charakteryzuje się większą wysokością siedziska w porównaniu z innymi modelami, co dodatkowo ułatwia proces zsiadania.



MASA W KG

28

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

54

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

160

MOC W WATACH

2X 250

MODEL D2

Eloflex D2 to innowacyjny, składany wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, charakteryzujący się tym samym eleganckim wyglądem, co inne nasze wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, lecz uzupełniony o sprytne rozwiązanie – można go rozłożyć na dwie części. Te dwie części ważą 14 kg i 16 kg, co ułatwia transport i załadunek wózka do bagażnika samochodu.

Stabilny model D2 może pomieścić użytkowników o masie do 160 kg i oferuje wygodę oraz łatwe manewrowanie. Eloflex D2 pozwala Ci prowadzić aktywne życie, niezależnie od tego, czy spacerujesz, podróżujesz, czy wykonujesz codzienne czynności.



MASA W KG

14 + 16

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

50

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

160


MOC W WATACH

2X 250

MODEL H

Dzięki modelowi H Eloflex dokonaliśmy niemożliwego – jest to potężny elektryczny wózek inwalidzki zaprojektowany specjalnie dla naszych cięższych i wyższych użytkowników, zdolny pomieścić użytkowników o masie do 200 kg. Co ciekawe, można go również złożyć i przewozić w zwykłym samochodzie.

Model H to przestronny wózek o doskonałych właściwościach jezdnych i dużej ilości miejsca dla dorosłych osób. Model ten oferuje elastyczność użytkowania dzięki dużej szerokości siedziska oraz jego komfortowej wysokości i konstrukcji zapewniającej wygodną pozycję nawet dla wyższych osób.



MASA W KG

ZASIĘG JAZDY W KM

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

MOC W WATACH

43

40

54

200

2X 400

MODEL K

Eloflex K to kompaktowy, lekki i składany wózek inwalidzki przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Model K pozwala dzieciom i młodzieży aktywnie angażować się w życie swojego otoczenia, ułatwiając im uczestniczenie w codziennych czynnościach, takich jak wycieczki szkolne, zakupy, posiłki, wyjścia oraz odwiedzanie przyjaciół i rodziny – a wszystko to bez konieczności korzystania ze specjalistycznego transportu.

Model K charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją o tej samej eleganckiej estetyce, co inne modele Eloflex. Wózek został zaprojektowany z myślą o możliwości dopasowania do rosnących użytkowników, oferując prostą regulację wysokości i szerokości, co sprawia, że rośnie wraz z dzieckiem.



MASA W KG

ZASIĘG JAZDY W KM

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

MOC W WATACH

26

30

47-52

90

2X 250

MODEL Z

Eloflex Z to najbardziej ekskluzywny składany wózek inwalidzki nie tylko w naszej ofercie, lecz także na całym rynku. Ten model jest przeznaczony dla osób, które poszukują rozwiązań „najlepszych z najlepszych” i oczekują od swoich urządzeń wspomagających najwyższych standardów. Wykonana z włókna węglowego rama zapewnia wyjątkowo niską masę wynoszącą zaledwie 23 kg. Jego format jest kompaktowy, elastyczny i składany.

Skrupulatnie zaprojektowane funkcje i pomysłowe detale oferują najbardziej zaawansowane opcje regulacji na rynku, umożliwiając optymalną personalizację. Bezkonkurencyjne właściwości jezdne, niezwykły zasięg do 45 km i wyjątkowa niezawodność to tylko kilka przykładów wyjątkowych cech tego modelu.



MASA W KG

20

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

52

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

120

MOC W WATACH

2X 250

MODEL C3

Eloflex C3 łączy w sobie najbardziej cenione cechy Eloflex z najnowocześniejszymi zaletami konstrukcji z włókna węglowego, dzięki czemu jest niezwykle lekki i jest idealnym towarzyszem do codziennego użytku.

Ważący zaledwie 20 kg Eloflex C3 ma elegancką konstrukcję uzupełnioną solidnymi kołami i mocnymi silnikami Eloflex, zapewniając doskonale i płynne wrażenia z jazdy. Dzięki maksymalnej wadze użytkownika wynoszącej 160 kg i dodatkowemu miejscu na dodatkowe baterie, Eloflex C3 został zaprojektowany tak, aby spełnić i przewyższyć wszystkie Twoje oczekiwania, oferując zarówno niezawodność, jak i zwiększoną mobilność.



MASA W KG

20

ZASIĘG JAZDY W KM

30

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

55

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

160

MOC W WATACH

2X 250

MODEL X

Eloflex X to unikalna konstrukcja dostosowana specjalnie dla naszych starszych użytkowników. Jest to najpopularniejszy wózek inwalidzki dla seniorów na rynku, zbudowany w oparciu o sprawdzoną i powszechnie cenioną technologię ramy krzyżowej. Składanie wózka jest bardzo proste – wystarczy podnieść siedzisko.

Eloflex X jest wynikiem wielu lat bezcennych opinii, komentarzy i próśb otrzymanych od naszych lojalnych starszych użytkowników. Reprezentuje „model dla seniora” ze wszystkimi funkcjami i rozwiązaniami, jakich można sobie życzyć.



MASA W KG

ZASIĘG JAZDY W KM

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

MOC W WATACH

25

25

51

120

2X 250

MODEL S1

Przełomowy i jedyny w swoim rodzaju hybrydowy skuter inwalidzki Eloflex umożliwia płynne poruszanie się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, a wszystko to przy możliwości łatwego transportu samochodem lub samolotem. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby chodzić na długie spacery, robić zakupy, spotykać się z przyjaciółmi i rodziną oraz podróżować.

Lekki skuter, który łatwo zabrać ze sobą, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały i stabilny na przygody na świeżym powietrzu w trudnych warunkach. Eloflex S1 jest zbudowany tak, aby przetrwać wszystkie pory roku, w tym surowe skandynawskie zimy, co czyni go wszechstronnym i niezawodnym wyborem w zakresie mobilności przez cały rok.



MASA W KG

ZASIĘG JAZDY W KM

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA W CM

MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA W KG

MOC W WATACH

37,5

30

55-60

120

2X 250

AKCESORIA

Spraw, aby Twój Eloflex był jeszcze wspanialszy, dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb dzięki naszym popularnym i inteligentnym akcesoriom.



PODUSZKI ELOFLEX PREMIUM

Ease by Eloflex oferuje szeroką gamę szwedzkich ergonomicznych poduszek zaprojektowanych w celu optymalizacji komfortu użytkownika Eloflex.



TORBA BOCZNA

Torba boczna Eloflex pozwala wygodnie przechowywać takie przedmioty jak portfel, telefon i inne cenne rzeczy, zapewniając do nich łatwy dostęp.



OCHRONNY POKROWIEC PODRÓŻNY

Nasz ochronny pokrowiec podróży to idealne akcesorium dla entuzjastów wózków inwalidzkich Eloflex, którzy chcą zachować dodatkowe środki ostrożności podczas ich transportu.



REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Zagłówek Eloflex to bardzo wszechstronna opcja dodatkowego podparcia głowy i szyi, zaprojektowana w celu zwiększenia komfortu i użyteczności dla użytkowników o różnych potrzebach.




SYSTEM STEROWANIA PRZEZ OPIEKUNA

Nasz system sterowania przez opiekuna sprawia, że osoby idące za lub obok wózka inwalidzkiego mogą kierować wózkiem elektrycznym za pomocą joysticka, umożliwiając osobie siedzącej jazdę bez wysiłku.



PRZEDŁUŻENIA JOYSTICKA

Eloflex oferuje dwa warianty przedłużeń joysticka, aby zaspokoić szeroki zakres potrzeb.



ADAPTER ŁADOWANIA

Adapter ładowania Eloflex umożliwia bezpośrednie podłączenie ładowarki do akumulatora.



REGULOWANY PODNÓŻEK

Nasz regulowany podnóżek umożliwia precyzyjne dostosowanie kąta nachylenia nogi w zakresie od 0 do 90 stopni.



RAMPY ZAŁADUNKOWE

Łatwy załadunek urządzenia Eloflex do samochodu dzięki składanym i łatwym do podnoszenia rampom załadunkowym.

EASE POPRAWIA DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ELOFLEX

Długotrwałe siedzenie może czasami prowadzić do uczucia dyskomfortu na plecach i pośladkach, podrażnienia skóry, skurczów lub, w najgorszym przypadku, odleżyn i owrzodzeń. Ergonomiczne

poduszki do siedzenia z serii Ease pomagają zapobiegać niepotrzebnemu dyskomfortowi i odleżynom. Zapewniają również ulgę w bólu i łagodzą występujące dolegliwości.



PODUSZKA PREMIUM - EASE ONE

Ease One to miękka i bardzo wygodna poduszka premium zaprojektowana dla osób, które spędzają dłuższy czas w pozycji siedzącej. Poduszka wyposażona jest w sprężyny strategicznie rozmieszczone pod pośladkami i kością ogonową. W celu zwiększenia wsparcia i stabilności ud, wyprofilowano również kontury. Ease One szczególnie dobrze nadaje się do stosowania w elektrycznych wózkach inwalidzkich, ponieważ jej zaawansowane zawieszenie chroni plecy i kość ogonową na nierównych powierzchniach.



PODUSZKA PREMIUM - EASE WEDGE

Ease Wedge to poduszka do siedzenia w kształcie klina, która jest podwyższona z przodu. Została ona specjalnie zaprojektowana, aby zwiększyć komfort osób z długimi nogami, które siedzą przez dłuższy czas. Ergonomiczna konstrukcja rozkłada nacisk i zapewnia miękkie uczucie, które odciąża zarówno kości udowe, kości miednicy, jak i kość ogonową.



PODUSZKA DO PODŁOKIETNIKA - EASE

Poduszka podłokietnika Ease to miękki pokrowiec na podłokietnik przeznaczony do wózka Eloflex. Miękka piankowa wyściółka o grubości 1 cm chroni przed wibracjami, jednocześnie zmniejszając ryzyko odleżyn i podrażnień. Poprawia również stabilność, zapobiegając ześlizgnięciu się ręki z podłokietnika.



WYŚCIÓŁKA RURY OPARCIA - EASE

Wyściółka rury oparcia Ease to miękka piankowa wyściółka przeznaczona do oparcia wózka Eloflex. Zapewnia bardziej miękkie i przyjemne uczucie podczas odchylania się na wózek. Zyskujesz także dodatkowe wsparcie pleców i komfort podczas jazdy po nierównych powierzchniach.



EASE - PODPARCIE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO

Podparcie lędźwiowe Ease zostało wykonane z mocnej i trwałej wiskoelastycznej pianki „memory”. W przeciwieństwie do zwykłej pianki, pianka memory reaguje na ciepło i nacisk ciała, stając się bardziej miękką i dopasowując się do dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa w celu zredukowania uczucia zmęczenia pleców.



POKROWIEC EASE NA NIETRZYMANIE MOCZU

Radzenie sobie z nietrzymaniem moczu podczas siedzenia na wózku inwalidzkim nie powinno być stresujące ani skomplikowane. Nasz wodoodporny pokrowiec na nietrzymanie moczu upraszcza codzienne życie, zapewniając doskonałą ochronę także przed deszczem i wilgocią podczas przebywania na zewnątrz.

Gdy życie nagle się zmienia

MARIE ODNALAZŁA PRAWDZIwą WOLNOŚĆ DZIĘKI ELOFLEX



Hopptimisten, lub Marie Hav Lunkvist, jak się nazywa, ma doświadczenie jako aktywna bizneswoman, która obecnie porusza się na wózku inwalidzkim z powodu choroby. Postrzega życie jako dar i jest pełna nadziei i optymizmu!

Eloflex dostałam w lutym 2018 roku, wcześniej przez około sześć lat korzystałam z innych wózków inwalidzkich. Jestem aktywną osobą, która dużo podróżuje z wykładami i angażuję się w wiele różnych zadań społecznych, zarówno prywatnie, jak i z rodziną. Podróżuję zarówno w góry, jak i na wycieczki archipelagowe, a posiadanie elastycznego i lekkiego elektrycznego wózka inwalidzkiego stało się dla mnie absolutnie konieczne.

Eloflex towarzyszy mi nie tylko podczas podróży, ale wszystko, począwszy od braku możliwości dostania się do zatłoczonych sklepów lub tak codziennych rzeczy, jak drzwi sąsiada zbyt wąskie dla mojego zwykłego elektrycznego wózka inwalidzkiego, jest teraz wspomnieniem. Nie muszę



się już martwić, że nie będę mógł robić tego, co chcę, kiedy chcę i na własnych warunkach. To jest prawdziwa wolność!

DANE TECHNICZNE

MODEL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	C3	X	S1
WAGA NETTO	27 kg	25,5 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	28,5 kg	16 kg	23 kg	20 kg	25 kg	37,5 kg
ZASIĘG	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	30 km	25 km	30 km
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	120 kg	120 kg
PRĘDKOŚĆ	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
AKUMULATOR	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 12AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V
PROMIEŃ SKRĘTU	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	87 cm	88 cm	100 cm
KOŁA PRZÓD	8" solid	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	10" air	8" solid	12" air
KOŁA TYLNE	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8,5" solid	12" air	12" air	12" air	12" air
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47,5 cm	52 cm	55 cm	51 cm	55-60 cm
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36 cm	42 cm	45 cm	44 cm	43-48 cm	40 cm
ROZMIAR (WXSXG)	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	95x63x100 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
ROZMIAR PO ZŁOŻENIU (WXSXG)	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52x63/63x50/35 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57,5x32,5 cm	75x64x37 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

Waga netto nie obejmuje baterii. Zalecane ciśnienie powietrza dla kół wypełnionych powietrzem = 2,5 kg. Eloflex jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny przez Szwedzką Agencję Leków i spełnia obowiązujące wymagania wymogi rozporządzenia UE (2017/745) w sprawie wyrobów medycznych (MDR), które zapewnia bezpieczeństwo i wydajność urządzeń medycznych. Posiada certyfikat CE, został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami EN12184, ISO-7176, IEC-60601, a baterie są zatwierdzone do lotu zgodnie z UN38.3.

Odwiedź stronę www.eloflex.eu, aby znaleźć lokalne informacje, filmy, zdjęcia i najbliższego sprzedawcę.

EL&FLEX

THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SWEDEN